



B 5 Wischdesinfektion Konzentrat



B5

Produktinformation

Konzentrat für die Reinigung und Desinfektion aller abwaschbaren Flächen und Gegenstände (Fußböden, Wände, Inventar, Geräte) in allen Funktionsbereichen im Krankenhaus wie beispielsweise Operationsabteilungen, Intensivstationen, Ambulanzen, Zentralsterilisationen, Diagnostikeinheiten mit operativen Eingriffen, bei Rettungsdiensten, in Pflegeeinrichtungen (Altenheime, etc.) und allen anderen Bereichen, in denen ein hygienisch einwandfreier Zustand notwendig ist.

- Für alle abwaschbaren Flächen und Gegenstände.
- Geprüfte Wirksamkeit mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefepilze, Sporen und alle Viren (viruzid gegen behüllte und unbehüllte Viren).
- Intensive Reinigungswirkung - enthält ausgewählte reinigungsaktive Substanzen.
- Beste Materialverträglichkeit - für alle üblichen nass wischbaren Bodenbeläge geeignet.
- Kostensparend durch niedrige Anwendungskonzentration
- Erhöhte Sicherheit bei regelmäßiger Anwendung durch remanente Wirkung (Langzeitwirkung).

ANWENDUNG

Die Anwendungskonzentration beträgt gemäß VAH 0,5 % bei einer notwendigen Einwirkzeit von 1 Stunde bzw. 1 % und 30 Minuten oder 1,5 % und 15 Minuten. B 5 ist wirksam gegen Sporen (*Clostridium difficile*) bei 2 % und 30 Minuten sowie gegen alle Viren bei 2 % und 1 Stunde. Für die Flächendesinfektion im Seuchenfall gemäß RKI (Wirkungsbereich A + B) B 5 als 7 %ige Lösung bei einer Einwirkzeit von 4 Stunden und zur ausschließlichen Inaktivierung von Viren B 5 mit 2%/4 Stunden anwenden. Für 10 L Gebrauchslösung z. B. einer 1 %igen Lösung 100 ml B 5 über Messbecher/Dosierkopf aus dem Kanister oder der Flasche entnehmen und mit kaltem Wasser in einem Eimer auf 10 L auffüllen. Wir empfehlen geeignete Nasswischverfahren zu verwenden.

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

Wirksamkeit	Konz.	Einwirkzeit	
Flächendesinfektion (nach VAH) ¹⁾	0,5 % 1 % 1,5 %	1 Std. 30 Min. 15 Min.	
Bakterien ¹⁾ inkl. MRSA ²⁾ und Hefepilze ¹⁾	0,5 % 1 % 1,5 %	1 Std. 30 Min. 15 Min.	
Tb-Bakterien ³⁾	4 %	1 Std.	
Sporen (<i>Clostridium difficile</i>) ³⁾	2%	30 Min.	
Viren	Vaccinia-Viren, inkl. HBV, HCV und HIV ⁴⁾	0,5%	5 Min.
	Adeno-Viren ⁴⁾	1 %	30 Min.
	Papova/Polyoma-Viren ⁴⁾	1 %	1 Std.
	Parvo-Viren ⁴⁾	2 %	30 Min.
	Noro-Viren ^{4), 5)}	1 %	1 Std.
Polio-Viren ⁵⁾	2 %	1 Std.	

¹⁾ Prüfung bei hoher Belastung.

²⁾ Wirksamkeit gegen Bakterien schließt Wirksamkeit gegen MRSA ein.

³⁾ Prüfung bei geringer Belastung.

⁴⁾ Prüfung ohne und mit Belastung.

⁵⁾ Prüfung am Surrogat-Virus FCV.

PRÜFUNGEN VON B 5

EN 13704, EN 14348

LISTUNGEN VON B 5

VAH-Liste

RKI-Liste (Wirkungsbereiche A + B)

ÖGHMP-Expertenverzeichnis

IHO-Viruzidielliste

Produktinformation B 5 Wischdesinfektion

HINWEISE

Die Reinigung und Wischdesinfektion muss täglich in allen Bereichen durchgeführt werden, von denen entweder Infektionen ausgehen können oder die vor einer Kontamination geschützt werden müssen. B 5 nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. B 5 ist für die Anwendung im Lebensmittelbereich nicht geeignet. Wird B 5 im Wechsel mit aminhaltigen Produkten (z. B. B 15 Wischdesinfektion oder B 15 Desinfektionstücher) verwendet, kann es dazu führen, dass Reinigungsutensilien (Mopps etc.) oder Flächen Flecken oder Schmierschichten aufweisen. Daher die Reinigungsutensilien dem Produkt direkt zuordnen oder bei Wechsel vom einen Produkt zum anderen vorab sorgfältig waschen und Flächen gründlich reinigen. B 5 ist für die Anwendung im Lebensmittelbereich nicht geeignet. B 5 nicht mit Haushaltsreinigern vermischen. Mit B 5 getränkte oro® Vliestücher standard/kompakt analog anwenden.

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

B 5 wirkt auf Basis von Aldehyden und Quartären Ammoniumverbindungen. 100 g B 5 enthalten 9,6 g Glyoxal, 3,5 g Formaldehyd, 2,5 g Glutardialdehyd, 8 g Didecyl-dimethyl-ammoniumchlorid sowie < 5 % nichtionische Tenside und Hilfsstoffe in wässriger Lösung.

PACKUNGSGRÖßE

10 L-Kanister
6 x 1 L im Karton
2 x 1 L im Karton

ZUBEHÖR

Kanisterhahn, Kanisterschlüssel, 100 ml-Messbecher, Dosierkopf für 1 L-Flasche, Dosierflasche

HALTBARKEIT

Konzentrat: 3 Jahre; Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Jahre
Gebrauchslösung: Ungebrauchte Lösung 28 Tage. Bei der Wischdesinfektion gebrauchte Lösung nach Verwendung bzw. nach max. 24 Stunden entsorgen. Bei Anwendung mit oro® Vliestücher standard/kompakt 28 Tage (siehe auch Produktinformation oro® Vliestücher)

B 5 vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Biozid-Reg-Nr. N-39743.

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden internen und externen wissenschaftlichen Untersuchungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Unsere Haftung hierfür beurteilt sich nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die bei uns jederzeit angefordert werden können.

Fragen Sie uns nach weiteren Präparaten des oro® Hygienesystems:

Instrumentendesinfektion ▪ Desinfektion von Flächen und Inventar
Desinfektion und Pflege von Händen und Haut ▪ Spezialanwendungen ▪ Zubehör

LAGERUNG

Präparat möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

PHYSIKALISCHE DATEN

Konzentrat:

Aussehen:	klare, blaue Flüssigkeit
Dichte:	D = 1,07 ± 0,01 g/cm ³ (20 °C)
pH-Wert:	3,7 ± 0,5

1 %ige Lösung:

Aussehen:	klare, hellblaue Lösung
pH-Wert:	ca. 8 ± 0,5

ÖKOLOGIE

Die Gebrauchslösungen des Präparats sind ökologisch unbedenklich, da alle Wirkstoffe bei geeigneter Verdünnung im Abwasser biologisch abbaubar sind. Die Tenside entsprechen den OECD-Richtlinien. Die Verpackung ist aus Polyethylen und Polypropylen und somit stofflich und thermisch verwertbar. Für Recycling Kanister bzw. Flaschen mit Wasser ausspülen.

TOXIKOLOGIE

B 5 enthält als wirksame und sonstige Bestandteile nur toxikologisch bekannter Substanzen. Das Produkt ist im Konzentrat ätzend. Beim Einatmen des Produktes ist das Produkt reizend. Aufgrund der Einstufung eines Wirkstoffs besteht der Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. Auch besteht beim Umgang mit B 5 ein gewisses Risiko zur Sensibilisierung nach einatmen oder durch Hautkontakt.

GEFAHRENHINWEISE

B 5 ist nach CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet: siehe Produktkennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt.

UNABHÄNGIGES GUTACHTEN - Eigene Untersuchungen

Die Gutachten stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.