



D10

# D 10 Absauggeräte- desinfektion Konzentrat



## Produktinformation

Hochwirksames aldehydfreies Konzentrat für die Reinigung, Desinfektion und Pflege von Absauggeräten im Krankenhaus, in der Praxis (HNO) oder in Pflegeeinrichtungen. Durch die tägliche Anwendung von D 10 wird ein technisch und hygienisch einwandfreier Betrieb der Absauggeräte gewährleistet. Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Reinigung und Desinfektion von Inhaliergeräten.

- Geprüfte Wirksamkeit mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und eine Vielzahl von Viren (begrenzt viruzid PLUS gegen behüllte Viren inkl. HBV, HCV und HIV sowie unbehüllte Viren wie Adeno-Viren, Noro-Viren).
- Geprüft nach den aktuellen VAH-Methoden und europäischen Normen. Begrenzt viruzid gemäß DVV/RKI-Leitlinie.
- Gewährt sicheren Infektionsschutz.
- Schäumt nicht beim Durchsaugen.
- Kosten sparend durch niedrige Anwendungskonzentration.
- Außerordentliche Reinigungswirkung - beseitigt hartnäckigste Verschmutzungen.
- Hervorragende Materialverträglichkeit.
- Toxikologisch unbedenklich - enthält keine giftigen Inhaltsstoffe.

### ANWENDUNG

Die Anwendungskonzentration von D 10 beträgt für die umfassende Desinfektion 2 % bei einer Einwirkzeit von 1 Stunde. Für 1 L Gebrauchslösung 20 ml D 10 über Messbecher/Dosierkopf aus dem Kanister oder der Flasche entnehmen und mit Wasser auf 1 L auffüllen. Vor Gebrauch eines Absauggerätes 10 bis max. 20 ml D 10 als Konzentrat im Auffangbehälter vorlegen. Zwischen zwei Anwendungen etwas D 10 Gebrauchslösung durchsaugen. Nach Gebrauch (z.B. abends) Auffangbehälter entleeren und alle kontaminierten Teile (Auffangbehälter, Schläuche, Deckel, etc.) in D 10 Gebrauchslösung einlegen, einwirken lassen und anschließend mit Wasser spülen. Für die Desinfektion der Oberflächen des Absauggerätes empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit einer D 10 Gebrauchslösung durchzu-

führen oder bei alkoholbeständigen Oberflächen Desinfektionstücher wie z.B. B 60 zu verwenden. Gebrauchsanleitung des Geräteherstellers beachten. Für Inhaliergeräte eine 2 %ige Lösung von D 10 nach Vorschrift des Geräteherstellers anwenden. D 10 nicht mit anderen Desinfektionsmitteln oder Reinigungsmitteln vermischen.

### MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

Wirksamkeit	Konz.	Einwirkzeit	
Absauggerätedesinfektion	2 %	1 Std.	
Bakterien <sup>1)</sup> und Hefepilze <sup>1)</sup>	2 %	5 Min.	
MRSA <sup>2)</sup>	2 %	5 Min.	
Tb-Bakterien <sup>3)</sup>	2 %	1 Std.	
Schimmelpilze <sup>1)</sup>	2 %	1 Std.	
Viren	Vaccinia-Viren, inkl. HBV, HCV und HIV <sup>4), 5)</sup>	2 %	30 Min.
	Adeno-Viren <sup>6)</sup> Noro-Viren <sup>1)</sup>	2 % 2 %	15 Min. 30 Min.

<sup>1)</sup> Prüfung bei hoher Belastung (VAH, EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 14561, EN 14562).

<sup>2)</sup> Wirksamkeit gegen Bakterien schließt Wirksamkeit gegen MRSA ein.

<sup>3)</sup> Prüfung ohne und bei geringer Belastung (EN 14348, EN 14563)

<sup>4)</sup> Prüfung ohne und mit Belastung gemäß DVV/RKI-Leitlinie.

<sup>5)</sup> Gemäß RKI-Stellungnahme (Bundesgesundheitsbl. 60, 353 - 363, 2017).

<sup>6)</sup> Prüfung bei geringer Belastung. Hohe Belastung: 2%/2 Std., 4%/15 Min.

### PRÜFUNGEN VON D 10

EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563 sowie im 4-Felder-Test gemäß VAH und EN 16615

### LISTUNGEN VON D 10

VAH-Liste

ÖGHMP-Expertenverzeichnis

IHO-Viruzidie-Liste

# Produktinformation **D 10 Absauggerätedesinfektion**

## HINWEISE

Es kann zu Abweichungen von Produktfarbe/Geruch kommen, insbesondere bei der Lagerung im Sonnenlicht. Diese Farb- bzw. Geruchsveränderung hat jedoch keinen Einfluss auf die Desinfektionsleistung des Produktes.

## PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

D 10 basiert auf einer Kombination von Quartären Ammoniumverbindungen, alkalischen Reinigungskomponenten, Komplexbildnern, Spezialentschäumern und Hilfsstoffen in wässriger Lösung. 100 g D 10 enthalten 4,4 g Dimethyl-dioctyl-ammoniumchlorid, 0,6 g Benzyl-dimethyl-dodecyl-ammoniumchlorid.

## PACKUNGSGRÖßE

10 L-Kanister  
6 x 1 L im Karton  
2 x 1 L im Karton

## ZUBEHÖR

Kanisterhahn, Kanisterschlüssel, 100 ml-Messbecher, Dosierkopf für 1 L-Flasche, Dosierflasche

## HALTBARKEIT

Konzentrat: 3 Jahre; Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Jahre  
Gebrauchslösung: 1 Tag, gebrauchte Lösung nach Verwendung entsorgen.

## LAGERUNG

Präparat möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern

## PHYSIKALISCHE DATEN

### Konzentrat:

Aussehen:	klare, gelbe Flüssigkeit
Dichte:	D = 1,04 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
pH-Wert:	12,8 ± 0,3

### 2 %ige Gebrauchslösung:

Aussehen:	farblose Lösung
pH-Wert:	10,5 ± 0,5

## ÖKOLOGIE

D 10 ist biologisch leicht abbaubar gemäß OECD-Richtlinie 301 D. Die Verpackung ist aus Polyethylen und Polypropylen und somit stofflich und thermisch verwertbar. Für Recycling Kanister bzw. Flaschen mit Wasser ausspülen. Entsorgungshinweise für das Konzentrat enthält das Sicherheitsdatenblatt.

## TOXIKOLOGIE

Die akute orale Toxizität (LD<sub>50</sub> Ratte, oral) beträgt für D 10 als Konzentrat mehr als 2400 mg/kg Körpergewicht. Die akute dermale Toxizität (LD<sub>50</sub> Ratte, dermal) beträgt ebenfalls mehr als 2000 mg/kg Körpergewicht. Damit ist D 10 als „nicht toxisch“ einzustufen. Der Kontakt der 2 %igen Gebrauchslösung mit den Augen ist wie beim Kontakt mit der Haut mit keinen Hautreizungen verbunden.

## GEFAHRENHINWEISE

D 10 ist nach CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet: siehe Produktkennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt.

## UNABHÄNGIGES GUTACHTEN - Eigene Untersuchungen

Die Gutachten stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

CE 0124

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden internen und externen wissenschaftlichen Untersuchungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Unsere Haftung hierfür beurteilt sich nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die bei uns jederzeit angefordert werden können

## Fragen Sie uns nach weiteren Präparaten des oro<sup>®</sup> Hygienesystems:

Instrumentendesinfektion ▪ Desinfektion von Flächen und Inventar  
Desinfektion und Pflege von Händen und Haut ▪ Spezialanwendungen ▪ Zubehör